



節亮康復產品有限公司產品手冊

Health Product

Your Smart Health Care Solution Partners

Health care product | Smart home care | Air purification

Rehab Products

Z6

Ziglite Smart Health Care Products Co., Ltd.





ZIGLITE[®]
HEALTHCARE



Company Profile

公司簡介

ABOUT US 關於我們

Ziglite Smart Health Care Products Co., Ltd. Incorporated in 2018, we work with our partners to bring their products to the local market. Mainly engaged in the management of health care products, the main customers are hospitals and clinics, homes for the elderly and home patients.

We are committed to the development of excellent health care products, dedicated to the needs of a wide range of different customers, get the best care in the family treatment process, and greatly improve the effect of rehabilitation. Get the best care during the family treatment process and greatly improve the healing effect. We will provide quality products with stable quality and stable performance for customers.

We specialize in a wide range of products including: anti-virus and air freshening, incontinence care, mobility aids, decompression supplies, etc.


what's inside...

PRODUCT CATALOG

公司於2018年成立，我們與合作夥伴一起把他們的產品推向本地市場。以經營康護用品為主，主要客戶為醫院及診所，安老院及家居病人等。

我們致力於發展卓越的康護醫療產品，竭誠照顧廣大不同客戶的需要，在家庭治療過程中得到最好的護理，大大提高康復治療效果。在家庭治療過程中得到最好的護理，大大提高康復治療效果。務求為客戶提供品質優越及性能穩定的醫療產品。

我們專營的產品種類繁多，包括：抗病毒及空氣清新，失禁護理，助行用品，減壓用品等。



A Rehabilitation training for limbs

上下肢康復訓練



P02 JCE



P03 JCF



P04 JCC



P05 JCD



P06 JCA



P07 JCV



P08 JBP



P09 JCB



P10 JDK



P11 JAA



P12 JBZ



P13 JEM



P14 JFI



P15 JDW

B Rehabilitation training for hand

手部康復訓練



P17 JA



P18 JEL



P19 JBM



P20 JDT



P21 JBR



P22 MG



P23 MH



P24 MW



P25 MF



P26 JDL/JDM



P27 JEF



P28 JEO



P29 JEY



P30 JEJ



P31 JEK

C Other training 其他訓練



P33 JEI



P34 JEP




P35 JES



P36 JCD

Rehabilitation training for limbs

上下肢康復訓練



Electric rehabilitation training fitness machine with remote control

帶遙控電動康復訓練健身機

Model: JCE

Features:

- Upper limb exercise: exercise the arm and wrist
- Sitting / lying exercise: exercise leg joints, ankles and wrists
- Increase the stable anti-skid bottom seat, touch display screen
- Can be positive and negative rotation, remote control, speed 10 adjustable
- Safety mode double guarantee - 30 minutes automatic stop, overload automatic stop
- Suitable for: rehabilitation training for patients with shoulder numbness, hand weakness, aging knees, inconvenient legs and feet, hemiplegia of legs and feet
- 上肢運動：鍛煉胳膊手臂手腕
- 坐著/躺著運動：鍛煉腿部關節腳腕
- 加大穩固防滑底坐，觸控顯示屏
- 可以正反轉動，可遙控控制，速度10檔可調
- 安全模式雙保證-30分鐘自動停止，超載自動停止
- 適用於：肩部酸麻者，手部乏力者，膝蓋老化者，腿腳不便者，腿腳偏癱者康復訓練

Specifications

Product Model 產品型號	JCE
Product Function 產品功能	rehabilitation training / fitness 康復訓練 健身
Material 材質	ABS
Training Mode 訓練方式	passive training 被動訓練
Voltage 電源	220v
Power 功率	70w
Control Method 控制方式	manual/remote control 手動或遙控器調節阻力
Color 顏色	black 黑色
Product Size 產品尺寸	46*33*20 cm
Product Weight 產品重量	6.8kg



Instructions

- ◆ “MODE” 按鈕可調節檔位1-10檔
- ◆ “Start/Mode” 鍵調節正反轉模式
- ◆ “SPEED+/-” 鍵可調節檔位大小，設置時間長短
- ◆ “Intensity” 鍵可暫停查看轉數及卡路里消耗

◆ 注意事項：

- 1) 使用後和清潔前，請立即從電源插座上拔下電源插頭
- 2) 本產品設計僅供家庭使用，接通電源後切勿讓設備無人看管，每次練習後，將其切斷電源
- 3) 將設備放在平坦的地方，側面和後面至少有0.5米的自由空間
- 4) 如果電源線磨損和損壞，請勿使用，電源線遠離熱表面，請勿在室外使用

Upper and lower limb rehabilitation training fitness bike

上下肢康復訓練健身腳踏車

Model: JCF

Features:

- Folding design is adopted to save space
- Four silicone suction cups at the base, thickened and thickened steel pipe, more stable and firm
- The resistance can be adjusted freely to adapt to different exercise intensity and different training stages
- The tripod support is more stable, stable and smooth bearing, and the pedal height is adjusted by three gears
- Suitable for: rehabilitation training for patients with shoulder numbness, hand weakness, aging knees, inconvenient legs and feet, hemiplegia of legs and feet
- 採用折疊設計，節省佔用空間
- 底座四個矽膠吸盤，加粗加厚鋼管，更穩更牢
- 阻力大小自由調節，適應不同鍛煉強度，適合不同訓練階段
- 三腳支架更穩固，穩定順滑軸承，踏板高低三檔調節
- 適用於：肩部酸麻者，手部乏力者，膝蓋老化者，腿腳不便者，腿腳偏癱者康復訓練

Specifications

Product Model 產品型號	JCF
Product Function 產品功能	body training and fitness 肢體訓練 健身
Material 材質	metal pipe + engineering plastics 金屬管+工程塑膠
Training Mode 訓練方式	active training 主動訓練
Control Method 控制方式	manual free adjustment 手動自由調節
Color 顏色	black 黑色
Product Size 產品尺寸	44*51*105cm
Product Weight 產品重量	7kg
Packing Size 包裝尺寸	66*41*13cm
Package Weight 包裝重量	7.5kg



Instructions

◆ 注意事項:

- 1) 反方向的鍛煉可能會對腿和手臂造成傷害,請不要過度鍛煉
- 2) 使用產品前請確保所有的螺絲,螺栓,旋鈕,框架,支架已固定好
- 3) 將設備放在平坦的地方,側面和後面至少有0.5米的自由空間
- 4) 病人,殘疾人以及老年人需要在陪同時使用

Limb rehabilitation training fitness device

肢體康復訓練健身器

Model: JCC

Features:

- Selected materials, thick and stable, so that it is not easy to slide during training
 - Stainless steel material, not easy to rust, better safety
 - Resistance adjustment, adjust the rotation resistance of the pedal machine according to the individual
 - While exercising endurance, consume a lot of fat and keep fit
 - Applicable to: upper and lower limb exercises, coordination exercises, fitness and legs, rehabilitation physiotherapy
-
- 精選材質，厚重穩固，使訓練的過程中不易滑動
 - 不鏽鋼材質，不容易生鏽，安全性更好
 - 阻力調節，根據個人調節腳踏機的迴旋阻力
 - 在鍛煉耐力的同時，大量消耗脂肪，安全健身
 - 適用於：上下肢運動、協調性練習、健身美腿、康復理療等

Specifications

Product Model 產品型號	JCC
Product Function 產品功能	body training and fitness 肢體訓練 健身
Material 材質	steel pipe 鋼管
Training Mode 訓練方式	active training 主動訓練
Product Process 產品工藝	plastic spraying, electroplating 噴塑、電鍍
Strength Adjustment 力度可調節	rotate the adjustment button 旋轉調節按鈕
How To Install It 安裝方式	screw 螺釘安裝
Product Size 產品尺寸	50*41*28cm
Product Weight 產品重量	2.3kg



Instructions

- ◆ 取出產品後將腳架和支架按照正確方式放好，然後將螺釘對準每個螺孔依次用扳手旋轉至緊即可
- ◆ 腳踏支架也需要對準螺孔將螺釘安裝旋轉至緊方可使用
- ◆ 阻力調節按鈕：對準支架上的阻力調節孔按照左右旋轉即可調節阻力強度
- ◆ 注意事項：
 - 1) 使用前一定要確保每個螺釘已經旋轉到位
 - 2) 產品必須要放在平面上，不能高低不平，以免使用過程中發生意外
 - 3) 阻力的強度一定按照個人情況來調節，不要過度訓練
 - 4) 每次訓練時間15-30分鐘，以免過度訓練造成肌肉損傷
 - 5) 長期不使用時可以將螺釘取下收納，但請一定要將配件等收納好
 - 6) 由於有一定的小配件，在安裝和拆卸時請遠離小孩

Electric rehabilitation training fitness machine with remote control

帶遙控電動康復訓練健身機

Model: JCD

Features:

- LCD display can display: time, speed, distance, calories, etc
- The trainer has 12 speed adjustments
- The foot pedal can move the joints, replace outdoor walking, relax the meridians and promote blood circulation
- Electric remote controller, fusion of passive motion concept, two-way selection
- Four plastic floor mats at the bottom are designed for wear resistance and skid resistance
- Suitable for: rehabilitation training for patients with shoulder numbness, hand weakness, aging knees, inconvenient legs and feet, hemiplegia of legs and feet
- LCD顯示屏可顯示:時間、速度、距離、卡路里等
- 訓練機有12檔速度調節
- 腳踏板活動關節, 替代室外散步, 舒經活血
- 電動遙控器, 融合被動式運動概念, 雙向選擇
- 底部4個塑膠地墊設計, 耐磨防滑
- 適用於: 肩部酸麻者, 手部乏力者, 膝蓋老化者, 腿腳不便者, 腿腳偏癱者康復訓練



Specifications

Product Model 產品型號	JCD
Product Function 產品功能	body training and fitness 肢體訓練 健身
Material 材質	ABS+electronic components ABS+電子元件
Training Mode 訓練方式	passive training 被動訓練
Rated Voltage 額定電壓	220/50hz
Rated Power 額定功率	70W
Speed Range 速度範圍	1km/h-12km/h ,12 gears adjustable 1km/h-12km/h ,12檔可調
Max Capacity 最大承重	120kg
Display 顯示器	display/time/speed/distance/calories 巡顯/時間/速度/距離/卡路里
Product Size 產品尺寸	38*48*28cm
Packing Size 包裝尺寸	44*31*23cm
Package Weight 包裝重量	5.20kg

Instructions

- ◆ 接通電源, 打開電源開關, 按下開關按鈕即可開關機
- ◆ 按下操作面板“MODE”按鈕可調節查看模式
- ◆ 按“Reverse”鍵調節正反轉模式
- ◆ 按“+”鍵可調節檔位大小
- ◆ 按下“Time”鍵調節時間, 最長30分鐘自動停止, 最短5分鐘, 時間調節請根據自身情況決定

◆ 注意事項

- 1) 使用後和清潔前, 請立即從電源插座上拔下電源插頭
- 2) 本產品設計僅供家庭使用, 接通電源後切勿讓設備無人看管, 每次練習後, 將其切斷電源
- 3) 將設備放在平坦的地面上, 側面和後面至少有0.5米的自由空間
- 4) 不建議將設備長期放置於潮濕的地方, 避免容易生鏽
- 5) 如果電源線磨損和損壞, 請勿使用, 電源線遠離熱表面, 請勿在室外使用

Electric pedal rehabilitation training and fitness machine with remote control

帶遙控電動腳踏康復訓練健身機

Model: JCA

Features:

- A variety of ways to exercise, intelligent positive and negative, conducive to muscle strength exercise
- A machine multi-purpose, exercise upper and lower limbs, you can lie down to exercise
- Remote touch screen, wireless control
- Increase the chassis, with foot support for safer use, more fixed
- Silent motor, five-gear control, switch different gears to meet different training needs
- 186 floating-point massages stimulate blood flow in the feet
- Suitable for: those with sore shoulders, weak hands and inconvenient legs and feet
- 多種方式鍛煉, 智能正反轉, 有利於肌肉的力量鍛煉
- 鍛煉上肢和下肢, 前期康復還可以躺著鍛煉
- 遙控可觸屏, 無線操控拒絕纏繞二次傷害
- 加大底盤, 搭配腳部支架使用更安全, 固定性更強
- 靜音電機, 五檔操控, 切換不同的檔位, 滿足不同訓練需求
- 186顆浮點按摩刺激腳部血液循環, 按摩腳底
- 適用於: 肩部酸麻者, 手部乏力者, 腿腳不便者康復訓練



Specifications

Product Model 產品型號	JCA
Product Function 產品功能	body training and fitness 肢體訓練 健身
Material 材質	ABS + electronic components ABS+電子元件
Training Mode 訓練方式	active / passive training 主動/被動訓練
Rated Power 額定功率	40W / AV100v-220V / 50hz-60hz
Control System 操控系統	wireless remote control /manual touch screen 無線遙控/手動觸屏
Product Size 產品尺寸	43.6*36.5*23.5cm
Product Weight 產品重量	6.9kg
Packing Size 包裝尺寸	49*43*29cm
Package Weight 包裝重量	8.4kg

Instructions

- ◆ 通電後可選擇機身操作頁面操作, 或選擇遙控器操作
- ◆ 打開電源即可選擇模式切換, 主機和遙控器模式切換鍵
- ◆ 功能鍵: 1.自動運動模式 “P1-P2-P3”不同的工作速度和方向, 在預設的功能中不能改變速度和方向
- ◆ 手動調節模式: 按功能鍵直到“HR”顯示, 訓練器為手動模式
僅適用於手動模式下:
- ◆ “速度”按鍵, 按上下鍵即可調節01-05來減小或增加速度
- ◆ 按“轉向”按鍵可切換正反轉方向
- ◆ 按“模式”鍵可切換顯示掃描、時間、距離、速度、計數器、卡路里
- ◆ 注意事項:
- 1) 使用時不要遮蓋機器, 讓孩子遠離設備, 本機僅供成人使用
- 2) 如果感到不舒服或出現任何不良症狀, 請立即停止使用機器
- 3) 不要在產品中插入異物或者掉落紙屑
- 4) 不要與其他醫療電子設備儀器使用, 如起搏器或心電圖機等
- 5) 請勿在潮濕環境或多塵的環境使用, 不要濕手操作機器

Upper and lower limbs rehabilitation training bicycle with bluetooth

帶藍牙上下四肢 康復訓練單車

Model: JCV

Features:

- The linkage design of limbs can exercise the upper and lower limbs together or separately
- Intelligent regulation system, the machine will stop after 30 minutes of operation
- Anti spasm function: when the sensor detects the user's limb cramp, it immediately slows down and rotates in the opposite direction to avoid injury to the limb
- Resistance / passive dual-mode free adjustment, ten gear power adjustable
- With Bluetooth function, you can connect your mobile phone to play music, etc
- Applicable to: Patients with leg and ankle rehabilitation, fitness exercise crowd
- 四肢聯動設計, 可上下肢一起鍛煉, 也可上下肢分開鍛煉
- 智能調節系統, 機器運作30分鐘就會停止
- 防痙攣功能: 感應器檢測到使用者肢體抽筋, 立即減速並反向轉動, 避免對肢體造成傷害
- 阻力/被動雙模式自由調節, 十檔功率可調節
- 自帶藍牙功能, 可連接手機播放音樂等
- 適用於: 腿部、腳踝康復患者, 健身鍛煉人群



Specifications

Product Model 產品型號	JCV
Product Function 產品功能	rehabilitation training for upper and lower limbs 上下肢康復訓練
Material 材質	ABS+electronics ABS+電子元件
Training Mode 訓練方式	active training + passive training 主動訓練+被動訓練
Product Size 產品尺寸	48*33*74-104cm
Product Weight 產品重量	13kg
Packing Size 包裝尺寸	52.5*34*81cm
Package Weight 包裝重量	15kg

Instructions

- ◆ 接通電源, 按“啟動”鍵機器處於開機開始運行狀態
- ◆ 按“主被動”按鈕, 可在主動和被動模式中切換
- ◆ 按“+”按鈕, 可根據自己的情況進行加速
- ◆ 按“-”按鈕, 可根據自己的情況進行減速
- ◆ 按“正反轉”按鈕, 可根據自己的情況進行正轉和反轉進行調整
- ◆ 藍牙功能: 接通電源後, 機台藍牙自動啟動, 打開手機可連接

◆ 注意事項:

1. 身體不便, 體弱者須家人陪同鍛煉, 諮詢您的醫師
2. 若感到微弱的頭暈和眩暈請立即停止鍛煉
3. 請選擇最適合您的體力和靈活性水準鍛煉
4. 鍛煉時請使用正規常識, 保持良好狀態
5. 此機使用時要配合椅子使用, 切不可直接站立上去

Ankle activity rehabilitation trainer

腳踝關節活動康復訓練器

Model: JBP

Features:

- PVC striped non-slip foot pads, not easy to slide
 - High elastic rope for easy rebound
 - The PP impact-resistant foot pedal is durable
 - Comes with magic sticker fixed belt, not easy to slip down
 - Effectively helps the legs and ankles recover, relaxes the calf muscles, and promotes blood circulation
 - Suitable for: leg, ankle rehabilitation patients, fitness exercise groups
- PVC條紋防滑腳墊, 坐地不移動, 更安全
 - 高度彈力繩, 輕鬆回彈, 使用更輕鬆
 - 採用PP耐衝擊腳踏板, 持久耐用
 - 自帶魔術貼固定帶, 綁定不易滑落
 - 有效幫助腿部、腳踝康復, 放鬆小腿肌肉, 促進血液循環
 - 適用於: 腿部、腳踝康復患者, 健身鍛煉人群



Specifications

Product Model 產品型號	JBP
Product Function 產品功能	foot training 腳部訓練
Material 材質	metal + PP 金屬 + PP
Training Mode 訓練方式	active training 主動訓練
Product Size 產品尺寸	37*34*17cm
Product Weight 產品重量	2.38kg
Packing Size 包裝尺寸	40*35*19cm
Package Weight 包裝重量	3kg

Instructions

◆ 使用時人先坐在椅子上, 將機器放在人的正下方, 雙腳放在腳踏板上, 可以前後傾斜運動, 活動踝關節, 腿部也可左右上下運動, 放鬆腿部肌肉

◆ 注意事項:

- 1) 此機為踝關節活動輔助器材, 可放鬆腿部肌肉, 增強腿部肌肉力量
- 2) 此機使用時要配合椅子使用, 切不可直接站立上去

Electric pedal rehabilitation training machine for the elderly

老年電動腳踏康復訓練機

Model: JCB

Features:

- The height can be adjusted according to comfort
- 1-30 speed adjustment, suitable for different rehabilitation groups
- Passive training mode, imitating walking effect
- Magnet massage helps stimulate foot acupoints and promote blood circulation
- Note: due to the speed and strength, it is suitable for the initial use of upper and lower limb rehabilitation
- Suitable for: those with sore shoulders, weak hands and inconvenient legs and feet
- 高度可以根據舒適度進行調節
- 1-30檔速度調節, 適合不同康復人群
- 被動訓練模式, 模仿走路效果
- 磁石按摩, 有助於刺激足部穴位, 促進血液迴圈
- 註: 由於速度和力度較適用於上下肢康復初期使用
- 適用於: 肩部酸麻者, 手部乏力者, 腿腳不便者



Specifications

Product Model 產品型號	JCB
Product Function 產品功能	body training 肢體訓練
Material 材質	ABS+electronic components ABS+電子元件
Training Mode 訓練方式	passive training 被動訓練
Rated Voltage 額定電壓	110-220V
Rated Power 額定功率	20W
Speed Range 速度範圍	30 gears adjustment 30檔調節
Product Size 產品尺寸	42*34*15.5cm
Product Weight 產品重量	3.78kg
Packing Size 包裝尺寸	38*46*19cm
Package Weight 包裝重量	4.62kg

Instructions

- ◆ 取出產品後將電源線一端接入產品後面的插孔, 一端接入插線板
- ◆ 通電後可選擇機身操作頁面操作, 也可選擇遙控器操作
- ◆ 打開電源即可選擇模式切換, 主機和遙控器“P”鍵顯示為模式切換鍵
- ◆ 速度與力度可手動調節, 按主機頁面上下鍵或者遙控器的“+”鍵即可調整
- ◆ 注意事項
 - 1) 請搭配板凳坐著或者躺著使用, 不要站立使用
 - 2) 本產品為康復輔助機, 只可用於手肘、手掌、腳部康復使用
 - 3) 本產品設計僅供家庭使用, 接通電源後切勿讓設備無人看管, 每次練習後, 將其切斷電源
 - 4) 避免放置於潮濕的地方, 容易生鏽
 - 5) 如果電源線磨損和損壞, 請勿使用, 電源線遠離熱表面, 請勿在室外使用

Elderly rehabilitation leg trainer

老年康復腿部訓練器

Model: JDK

Features:

- PVC striped non-slip foot pads, not easy to slide
 - High elastic rope for easy rebound
 - The PP impact-resistant foot pedal is durable
 - Comes with magic sticker fixed belt, not easy to slip down
 - Effectively helps the legs and ankles recover, relaxes the calf muscles, and promotes blood circulation
 - Suitable for: leg, ankle rehabilitation patients, fitness exercise groups
-
- PVC條紋防滑腳墊, 坐地不移動, 更安全
 - 高度彈力繩, 輕鬆回彈, 使用更輕鬆
 - 採用PP耐衝擊腳踏板, 持久耐用
 - 自帶魔術貼固定帶, 綁定不易滑落
 - 有效幫助腿部、腳踝康復, 放鬆小腿肌肉, 促進血液循環
 - 適用於: 腿部、腳踝康復患者, 健身鍛煉人群



Specifications

Product Model 產品型號	JDK
Product Function 產品功能	foot training 腳部訓練
Material 材質	metal + PP 金屬 + PP
Training Mode 訓練方式	active training 主動訓練
Product Size 產品尺寸	39.5*35.5*29.5cm
Product Weight 產品重量	3.3kg
Packing Size 包裝尺寸	40.5*19*32.5cm
Package Weight 包裝重量	3.8kg

顏色: 白色
 產品尺寸: 39.5*35.5*29.5cm
 淨重: 3.3kg
 包裝重量: 3.8kg
 包裝尺寸: 40.5*19*32.5cm

Instructions

◆ 使用時人先坐在椅子上, 將機器放在人的正下方, 雙腳放在腳踏板上, 可以前後傾斜運動, 活動踝關節, 腿部也可左右上下運動, 放鬆腿部肌肉

◆ 注意事項:

- 1) 此機為踝關節活動輔助器材, 可放鬆腿部肌肉, 增強腿部肌肉力量
- 2) 此機使用時要配合椅子使用, 切不可直接站立上去

Rehab rally Training belt

復健上肢拉力訓練帶

Model: JAA

Features:

- The use of 3D breathable mesh cloth gloves, breathable not sultry
- The palm of the hand adopts the anti-mosculation design, effectively prevents long training wear and tear skin, affects the training effect
- The use of natural latex elastic belt, thickened material, high-bullet non-toxic not easy to break
- Train anytime, anywhere, for better results
- The length can be adjusted to adjust the length of the elastic bag belt according to the different use environment
- Scope of application: for paraplegic training, postoperative rehabilitation training, fitness envy, slimming shape
- 採用3D透氣網眼布手套,透氣不悶熱
- 手掌採用防摩隔離設計,有效防止長時間訓練磨損皮膚,影響訓練效果
- 採用天然乳膠彈力帶,加厚材質、高彈無毒不易斷
- 隨時隨地都能訓練,效果更理想
- 長短可調,可根據不同使用環境來調節彈力袋帶的長短
- 適用範圍:用於偏癱訓練、術後康復訓練,健身健美,瘦身塑形



Specifications

Product Model 產品型號	JAA
Product Function 產品功能	rehabilitation training, fitness 康復訓練, 健身健美
Material 材質	mesh cloth + latex 網布+乳膠
Size 尺寸	gloves are average size elastic band length 19cm, width 3cm 手套均碼,彈力帶長19cm,寬3cm
Product Size 產品收納尺寸	14*12*5cm
Product Weight 產品重量	127g
Packing Size 包裝尺寸	12*12*5cm
Package Weight 包裝重量	235g

Instructions

◆ 將拉力帶折疊,分別將拉力帶套入卡環的兩個個孔,根據需要調節把手孔的大小

◆ 注意事項

- 1)如果你發現過敏或不適,請立即停止使用
 - 2)避免高溫環境,遠離一切熱源
 - 3)避免長時間在潮濕環境下使用,保持產品處於乾燥狀態
 - 4)請勿接觸腐蝕性氣/液體,可用清水或中性洗滌劑清洗
 - 5)請不要用刀或者尖銳物割,如發現帶體有割痕請不要使用
- 禁忌:習慣性脫臼人群請謹慎使用

Lifting Ring Stretching For Upper Limb Rehabilitation Training

上肢康復訓練吊環拉伸

Model: JBZ

Features:

- Pulley alloy steel material is more durable, sponge handle, wear-resistant tension rope, comfortable and durable
- Upper limb rehabilitation training, 360 ° Rotation
- Applicable population: upper limb dysfunction, scapulohumeral periarthritis, cervical spine hyperplasia and lesions, elderly rehabilitation and fitness exercise, white-collar workers
- 滑輪合金鋼材質更耐用, 海綿手柄, 耐磨拉力繩舒適耐用
- 上肢康復訓練, 可360°旋轉
- 適用人群: 上肢功能障礙, 肩周炎、頸椎增生及病變, 老年人康復健身鍛煉使用, 白領工作人群



Specifications

Product Model 產品型號	JBZ
Product Function 產品功能	upper limb exercise 上肢鍛煉
Product Material 產品材質	aluminum alloy pulley + sponge handle + wear resistant tension rope 鋁合金滑輪+海綿手柄+耐磨拉力繩
Product Size 產品尺寸	30*4cm
Product Weight 產品重量	238g
Packing Size 包裝尺寸	13*12.5*8.5cm
Package Weight 包裝重量	307g

Instructions

- ◆ 將海綿和扣帶卡在門上並關上門夾緊
- ◆ 將繩子穿過已經安裝好的滑輪軌道上
- ◆ 把繩子的兩端穿過手柄, 繩頭打個結將其固定卡鎖住
- ◆ 將EVA防護膠棉與滑輪背面粘合, 以保護門面, 安裝完畢

◆ 注意事項:

- 1) 使用本產品時, 使用者請先穩定好自身的平衡
- 2) 使用時下拉滑輪角度可以旋轉滑輪平行, 非垂直方向
- 3) 確保產品安裝已經到位, 不會出現產品晃動的現象
- 4) 使用時控制好力度, 不用力過猛


Rehabilitation training tension rope

康復訓練拉力繩

Model: JEM

Features:

- Comfortable anti-slip foam, strong sweat absorption, anti-slip and wear-resistant, durable
- The middle lock is made of foam to prevent the tension rope from twisting and winding, and the stress is more uniform
- Cloth sleeve protection, slow down the oxidation rate of latex tube, and prevent accidental release of latex tube from hurting people
- 舒適防滑泡棉, 吸汗力強, 防滑耐磨, 經久耐用
- 中間鎖扣採用泡棉材質, 防止拉力繩扭轉纏繞, 受力更均勻
- 布套保護, 減緩乳膠管氧化速度, 防止乳膠管意外脫手傷人



Specifications

Product Model 產品型號	JEM
Product Function 產品功能	rehabilitation training, fitness 康復訓練, 健身健美
Material 材質	mesh cloth + latex 乳膠管+尼龍包布
Size 力度	20磅
Size 尺寸	45*16*3.5cm
Product Weight 產品重量	97g
Packing Size 包裝尺寸	15*15*5cm
Package Weight 包裝重量	150g

Instructions

◆ 取出產品, 雙手分別握住兩端的泡棉, 同時向外端拉伸

◆ 注意事項

- 1) 請勿使用金屬清潔球等尖銳物品進行清洗;
- 2) 使用後請及時洗淨晾乾;
- 3) 請勿長期置於高溫場所, 以免變形;
- 4) 請勿接觸明火及腐蝕性液體, 割痕請不要使用。

禁忌: 習慣性脫臼人群請謹慎使用

Foot lifting exercise belt

提腳鍛煉帶

Model: JFI

Features:

- Dense and thickened webbing, strong and durable
- Soft rubber handle, comfortable
- Japanese buckle link, adjustable length
- Applicable crowd: suitable for people with sick legs and feet. The length of rehabilitation training can be adjusted. It can be used inside and outside the shoes. It is recommended to use it outside the shoes so as not to wear out
- 加密加厚織帶, 結實耐用
- 柔軟橡膠手柄, 舒服不勒手
- 日字扣鏈接, 長短可以調節
- 適用人群: 適合腿腳生病的人, 康復訓練使用, 長短可以調節, 鞋內鞋外都能使用, 建議室外鞋內使用這樣就不會磨壞



Specifications

Product Model 產品型號	JFI
Product Function 產品功能	walking rehabilitation training 走路康復訓練
Product Material 產品材質	nylon+rubber 尼龍+橡膠
Product Size 產品尺寸	length 75-90 cm
Product Weight 產品重量	159g
Packing Size 包裝尺寸	13*115*15*5cm
Package Weight 包裝重量	210g

Instructions

◆ 注意事項:

- 1) 請勿使用金屬清潔球等尖銳物品進行清洗
- 2) 使用後請及時洗淨晾乾
- 3) 請勿長期置於高溫場所, 以免變形
- 4) 請勿接觸明火及腐蝕性液體

Arch trainer

足弓訓練器

Model: JDW

Features:

- 30 ° crescent-shaped sole, constantly adjust the sole to consume excess heat, and tighten the leg muscles between involuntary exertion
- Dot mesh texture, large friction, to avoid accidents during exercise
- Shape the hips, tighten the lower abdomen, improve the posture and show the ideal leg shape
- 舒適防滑泡棉, 吸汗力強, 防滑耐磨, 經久耐用
- 中間鎖扣採用泡棉材質, 防止拉力繩扭轉纏繞, 受力更均勻
- 布套保護, 減緩乳膠管氧化速度, 防止乳膠管意外脫手傷人



Specifications

Product Model 產品型號	JDW
Product Function 產品功能	training arch 訓練足弓
Material 材質	TPR
Size 尺寸	10*11*5cm
Product Weight 產品重量	223g*2PCS
Packing Size 包裝尺寸	15*15*5cm
Package Weight 包裝重量	500g

Instructions

◆ 取出產品, 穿戴合適即可使用, 以自我感受舒服為宜。

◆ 注意事項

- 1) 如使用後皮膚出現過敏請立即停止使用並尋求醫生診治
- 2) 請遠離尖銳物品, 以免損壞產品
- 3) 產品和家用清洗劑清洗

Rehabilitation training for hand

手部康復訓練



Spring finger muscle strength rehabilitation training device

彈簧手指肌力康復訓練器

Model: JA

Features:

- Finger and wrist dynamic training, finger and wrist function and strength training
- Adjustable length and width, soft bandage (adhesive tape) comfortable to wear
- Aluminum alloy bracket is strong and durable, with strength and toughness
- Alloy spring good elasticity, moderate strength, suitable for most people
- Suitable for: rehabilitation exercise for people with hand function problems
- 指、腕動態訓練，手指及腕力功能和力量鍛煉
- 可調節長度和寬度，柔軟綁帶(粘帶)佩戴舒適
- 鋁合金支架結實耐用，有強度有韌性
- 合金彈簧彈性好，力度適中，適合大部分人
- 適用於：手功能問題人群康復鍛煉使用，中老年人手指力量鍛煉使用



Specifications

Product Model 產品型號	JA
Product Function 產品功能	finger strength training 手指肌力鍛煉
Material 材質	aluminum alloy frame + alloy spring leather finger cover + sponge pad 鋁合金框架+合金彈簧 皮革指套+海綿墊
Color 顏色	white 白色
Product Size 產品尺寸	23*36*20cm
Product Weight 產品重量	210g
Packing Size 包裝尺寸	35*23*19.5cm
Package Weight 包裝重量	465g

Instructions

- ◆ 將綁帶根據自己的手部大小調節至合適位
- ◆ 各拇指使用長度可通過滑道和旋鈕來調節，拇指彈簧處有3個孔可供調節適用舒適位
- ◆ 調節到合適位置再將手指分別放入對應位置拉動彈簧達到手指肌力康復訓練的效果
- ◆ 注意事項：
 - 1) 請確保使用前諮詢醫師或相關醫護人員，請正確使用該產品，避免因不當使用造成意外傷害
 - 2) 在使用過程中如有不適症狀請及時調節並諮詢醫護人員

Finger flexion and extension trainer

手指屈伸訓練器

Model: JEL

Features:

- High elastic silicone rubber fingertip, flexible and not easy to break
 - Nylon cotton cloth adhesive tape, tightly bonded without falling off
 - Alloy retainer, with high-strength alloy retainer at the connection of the fingertip, which is not deformed by violent tension
 - Durable fabric wraps EVA material for comfortable wearing
- 高彈矽膠指帽, 伸縮自如不易斷裂
 - 尼龍棉布粘帶, 粘合緊實不脫落
 - 合金固定器, 指帽連接處擁有高強合金固定器, 暴力拉伸不變形
 - 耐用布料包裹EVA材質, 帶來舒適的佩戴體驗
- 康復期的力量訓練耐力訓練以及健身鍛煉, 也可作為手指關節活動度受限後改善的拉伸訓練用

Specifications

Product Model 產品型號	JEL
Product Function 產品功能	train finger flexion, extension and abduction 訓練手指屈伸力、外展力
Material 材質	silicone, alloy steel, cloth 矽膠、合金鋼、布料
Strength 力度	20lb
Product Size 產品尺寸	19*8*1cm
Product Weight 產品重量	60g
Packing Size 包裝尺寸	12*8*6cm
Package Weight 包裝重量	100g



Instructions

- ◆ 腕部固定好, 把阻力條套在相對應的手指上, 在手掌部的方向可以訓練手指的集團伸展、單個或多個手指伸展、腕關節伸展等
- ◆ 阻力條在手背部的方向可以訓練手指的集團屈曲、單個或多個手指屈曲以及腕關節屈曲等
- ◆ 訓練循序漸進, 10~30下一組3-8組為一次, 2~4次一天, 每組之間的休息時間間隔一般不要超過60秒, 隔天訓練一次
- ◆ 注意事項:
 - 1) 佩戴時注意手指套大的一端固定在指頭上, 注意手部的血液循環, 可通過觀察手部的顏色變化, 或者使用者自身的感受
 - 2) 指尖出汗時, 應將手指和指環的汗水擦除, 休息一段時間後再練習
 - 3) 每次練習頻率不宜過快, 大於5秒一次練習
 - 4) 練習力量不能過猛, 不能拉超出手指力量承受的距離

Rehabilitation training R-shaped grip

康復訓練R形握力器

Model: JBM

Features:

- Strength can be adjusted according to itself, 5-60KG adjustable
- Strengthen arm muscles and promote arm blood circulation
- Small and portable, easy to operate and easy to use
- Applicable to: hand exercise training, postoperative rehabilitation, muscle strength training, etc.

- 力度可根據自身調節, 5-40KG可調
- 增強手臂肌肉, 促進手臂血液循環
- 小巧便攜, 操作簡單, 使用方便
- 適用於: 手部運動訓練、術後康復、肌力鍛煉等



Specifications

Product Model 產品型號	JBM
Product Function 產品功能	hand training 手部訓練
Material 材質	ABS
Strength 力度	5-40kg
Specification 規格	adjustable 可調節
Product Size 產品尺寸	9*15.5*2cm
Product Weight 產品重量	125g
Packing Size 包裝尺寸	9.3*23*5cm
Package Weight 包裝重量	156g

Instructions

- ◆ 取出產品, 力度根據自身調節
- ◆ 根據箭頭指示左右旋轉前端旋轉按鈕即可調節
- ◆ 注意事項
 - 1) 手指肌力、肌腱等受傷的情況下建議減小力度使用, 或諮詢相關醫務人員使用
 - 2) 指尖出汗時, 指尖和握力器摩擦力會減少, 手指容易滑出, 應將手部的汗水擦除, 休息一段時間後再練習
 - 3) 每次練習頻率不宜過快, 大於5秒一次練習
 - 4) 避免接觸腐蝕性液體等, 可用清水沖洗浸泡消毒
 - 5) 練習力量不能過猛, 不能超出手指力量承受的距離
 - 6) 兒童應在成人監管下使用, 不正確使用對人身造成傷害

Adjustable counting grip

可調節計數握力器

Model: JDT

Features:

- Automatic counting, the number of exercises is clear at a glance, the quantity is displayed, can be cleared and reused
- Adjustable strength, free control, knob adjustment strength, simple and easy
- Environment-friendly TPR, anti-slip handle, comfortable and anti-slip, not easy to release
- Applicable to: hand exercise training, postoperative rehabilitation, muscle strength training, etc
- 自動計數, 鍛煉次數一目了然, 數量顯示, 可清零, 重複使用
- 力度可調, 自由掌控, 旋鈕調節力度, 簡單輕鬆
- 環保TPR, 防滑手柄, 舒適防滑, 不易脫手
- 適用於: 手部運動訓練、術後康復、肌力鍛煉等



Specifications

Product Model 產品型號	JDT
Product Function 產品功能	hand training 手部訓練
Material 材質	PP+TPR
Strength 力度	5-60kg
Specification 規格	adjustable 可調節
Product Size 產品尺寸	17*10*3cm
Product Weight 產品重量	172g
Packing Size 包裝尺寸	25*17*5cm
Package Weight 包裝重量	230g

Instructions

- ◆ 取出產品, 力度根據自身調節
- ◆ 根據箭頭指示左右旋轉前端旋轉按鈕即可調節
- ◆ 注意事項
 - 1) 手指肌力、肌腱等受傷的情況下建議減小力度使用, 或諮詢相關醫務人員使用
 - 2) 指尖出汗時, 指尖和握力器摩擦力會減少, 手指容易滑出, 應將手部的汗水擦除, 休息一段時間後再練習
 - 3) 每次練習頻率不宜過快, 大於5秒一次練習
 - 4) 避免接觸腐蝕性液體等, 可用清水沖洗浸泡消毒
 - 5) 練習力量不能過猛, 不能超出手指力量承受的距離
 - 6) 兒童應在成人監管下使用, 不正確使用對人身造成傷害

Rehabilitation training assist in fixing gloves

康復訓練輔助固定手套

Model: JBR

Features:

- The lengthened adhesive tape has wider application range, more stable fixation and adjustable tightness
- Split finger design, anti spasm and anti slip off
- The reinforced buckle is strong and the bonded sewing is durable
- The anti slip wrist guard can be pasted to adjust the tightness
- Suitable for: various sports and fitness
- 加長的粘帶應用範圍更廣固定更穩定,可調節鬆緊
- 分指佩戴設計防痙攣防滑脫
- 加強卡扣結實包邊縫製耐用
- 防滑護腕粘貼可以調節鬆緊
- 適用於:各種運動、健身時使用



Specifications

Product Model 產品型號	JBR
Product Function 產品功能	hand training 手部訓練
Material 材質	composite cloth 複合布
Specification 規格	average code*2pcs 均碼*2pcs
Wristband Length 腕帶長度	31cm
Product Size 產品尺寸	29*14*2cm
Product Weight 產品重量	50g
Packing Size 包裝尺寸	12*12*5cm
Package Weight 包裝重量	77g

Instructions

◆ 將手指放入指套中,然後根據手腕調節魔術貼至合適位置,再將手套頂部魔術貼穿過卡扣粘貼住即可

◆ 注意事項

- 1)此款手套可以配合各種機器使用,也可以單獨使用
- 2)使用後用柔和洗滌劑清洗即可

Grip ball for finger rehabilitation


分指康復握力球-矽膠球套

Model: MG

Features:

- Finger design, easy to wear, easy to clean, strong and durable
- Low strength, soft hand feeling, convenient for users to grasp and finger training, and the ball will not fall off
- Applicable: rehabilitation training of finger strength and grip strength for people with small hand strength such as hand function problems and finger injuries

- 分指設計, 佩戴方便易於清潔結實耐用
- 力度小、手感軟, 可以方便使用者抓握、指力訓練, 球不會脫落
- 適用: 手功能問題、手指損傷等手部力量小的人指力、握力康復訓練使用



Specifications

Product Model 產品型號	MG
Product Function 產品功能	hand training 手部訓練
Material 材質	spherical elastic pu with silicone rubber 球體彈性pu, 球帶矽膠
Strength 力度	primary strength, soft touch, adult use 初級力度, 手感軟, 成人使用
Color 顏色	blue 藍色
Product Size 產品尺寸	ball diameter 7cm, total 10cm 球直徑7cm, 共10cm
Product Weight 產品重量	54g
Packing Size 包裝尺寸	18.2*12.5*8.2cm
Package Weight 包裝重量	159g

Instructions

- ◆ 根據需要進行訓練

Adult rehabilitation grip ring

成人康復握力圈

Model: MH

Features:

- Grip finger design, silicone material, full elasticity, comfortable grip
- Solid material, strong and durable
- Multiple forces: 10 pounds, 20 pounds, 30 pounds, 40 pounds, 50 pounds
- It is suggested to use different strength combinations for stage rehabilitation training
- Suitable for: hand rehabilitation training crowd and the elderly
- 握力分指設計,矽膠材質,彈性十足,握力感舒適
- 實心材料,結實耐用
- 多種力量:10磅,20磅,30磅,40磅,50磅
- 建議使用不同力量組合進行階段康復訓練
- 適用於:手部康復訓練人群及老人



Specifications

Product Model 產品型號	MH
Product Function 產品功能	hand training 手部訓練
Product Material 產品材質	silicone 矽膠
Specifications 規格	10lb,20lb,30lb,40lb,50lb
Product Color 顏色	blue 藍
Product Size 產品尺寸	9.8*10*1.5cm
Net Weight 淨重	10LB 20LB 30LB 40LB 50LB 89g 90.5g 91.8g 93.7g 96.1g
Package Size 包裝尺寸	20.5*13*2cm

Instructions

- ◆ 根據需要選擇規格進行訓練

Silicone finger grip ball massage rehabilitation training


矽膠分指握力球按摩康復訓練

Model: MW

Features:

- Full body high elastic tentacles, soft and hard moderate
- TPR silicone material, anti-seismic, moisture-proof pressure, easy to carry,
- Hollow air pressure, no need to inflate, pinch softer cotton, full of elasticity
- Applicable: rehabilitation training of finger strength and grip strength for people with small hand strength such as hand function problems and finger injuries

- 全身凸點按摩高彈觸角, 軟硬適中, 深度按摩穴
- TPR矽膠材質, 抗震, 防潮抗壓, 攜帶方便
- 空心氣壓, 無需充氣, 捏握更軟棉, 彈力十足
- 適用: 手功能問題、手指損傷等手部力量小的人指力、握力康復訓練使用



Specifications

Product Model 產品型號	MW
Product Function 產品功能	hand training 手部訓練
Product Material 產品材質	TPR
Product Strength 產品力度	10 pounds 10磅
Applicable Part 適用部位	hand 手部
Aperture Size 孔徑尺寸	2.5cm
Product Size 產品尺寸	12*10cm
Product Weight 產品重量	70g
Packing Size 包裝尺寸	20*10*10cm
Package Weight 包裝重量	192g

Instructions

- ◆ 根據需要選擇規格進行訓練

Children's training grip ring

兒童訓練握力圈

Model: MF

Features:

- Finger design, solid material, silicone material, strong and durable
- Beige 5 pounds - use when strength reaches 2-3 years old
- Light blue 15 pounds - strength 4-6 years old
- Lavender 25 pounds - strength 7-9 years old
- Light green 35 pounds - strength 10-13 years old
- Application: Children's hand function training, grip strength training for those with small hand strength
- 分指設計, 實心材料, 矽膠材質, 結實耐用
- 米黃色5磅——力量達到2-3歲使用
- 藍色15磅——力量達到4-6歲使用
- 紫色25磅——力量達到7-9歲使用
- 綠色35磅——力量達到10-13歲使用
- 適用: 兒童手功能訓練, 手部力量小者握力訓練使用



Specifications

Product Model 產品型號	MF			
Product Function 產品功能	children's training grip ring 兒童訓練握力圈			
Product Material 產品材質	food grade silicone silicone 食用級矽膠矽膠			
Specifications 規格	5LB, 15LB, 25LB, 35LB			
Product Color 顏色	beige, blue, purple, green 米黃、藍、紫、綠			
Product Weight 產品重量	5LB 55.2g	15LB 56.5g	25LB 58.1g	35LB 59.8g
Packing Weight 產品尺寸	8.1*8.1*1.5cm			
Package Size 包裝尺寸	20.5*13*2cm			

Instructions

- ◆ 根據需要選擇規格進行訓練


Massage grip ring

按摩握力圈

Model: JDL /JDM

Features:

- A small movement in the hand, a small grip ring, can be pinched at any time
- Adopt integrated synthetic solid silicone adhesive, which is not easy to be damaged after long use, anti-slip, waterproof and greasy, and easy to clean after use
- 握在手裏的小運動, 小巧握力圈, 隨時都能捏一捏
- 採用一體合成實心矽膠, 使用時間長不易損壞, 防滑防水防油膩, 用後易清洗



Specifications

Product Model 產品型號	JDL /JDM
Product Function 產品功能	hand training 手部訓練
Material 材質	TPE
Strength 力度	25-35LB; 15-25LB
Product Size 產品尺寸	10*7.5*1.8cm
Product Weight 產品重量	59g;66g
Packing Size 包裝尺寸	12.5*13*2cm
Package Weight 包裝重量	70g;80g

Instructions

◆ 根據需要選擇規格進行訓練

◆ 注意事項

1)此款為棉質產品請遠離火源或高溫環境, 以免造成產品損壞, 以防影響使用壽命

2)遠離潮濕環境, 以免滋生細菌

Finger rehabilitation grip training ball

手指康復握力器訓練球

Model: JEF

Features:

- Skin-friendly breathable, comfortable to wear, breathable fabric, avoiding stuffiness
- Curved steel plate: the curvature fits the hand curve, and the support is comfortable and stable
- It is portable and washable, it can be carried on business trips, and the fabric can be washed
- 親膚透氣, 穿戴舒爽, 透氣面料, 拒絕悶熱
- 弧度鋼板: 曲度貼合手部曲線, 支撐舒適穩固
- 輕巧攜帶可清洗, 出差旅行可攜帶, 面料可水洗



Specifications

Product Model 產品型號	JEF
Product Function 產品功能	grip strength training 握力訓練
Product Material 產品材質	Ok cloth ok布
Specifications 規格	free size 均碼
Product Size 產品尺寸	34*17.5*9cm,grip ball diameter 9cm
Product Weight 產品重量	127g
Packing Size 包裝尺寸	20*10*10cm
Package Weight 包裝重量	180g

Instructions

◆ 取出產品, 根據自己的需求調節大小, 粘上魔術貼即可

◆ 注意事項

- 1)請勿使用金屬清潔球等尖銳物品進行清洗
- 2)使用後請及時洗淨晾乾
- 3)請勿長期置於高溫場所, 以免變形
- 4)請勿接觸明火及腐蝕性液體


Finger extension grip ball

手指伸展握力球

Model: JDL /JDM

Features:

- High elastic silicone fingertip is used, which has good stretching effect, can stretch freely and is not easy to break, and can train the outward extension of fingers
 - PU cotton material, soft and tight, suitable for rehabilitation training, elderly fitness, decompression and relaxation
 - Anti-slip particles, compact small bump particles, comfortable and anti-slip, not afraid of sweating
- Product use: finger extension training, grip strength training, fistulation training, rehabilitation training, etc
- 採用高彈矽膠指帽, 拉伸效果好, 伸縮自如不易斷裂, 訓練手指向外伸展力
 - PU棉材質, 綿軟緊密, 適合康復訓練, 老人健身, 解壓放鬆
 - 防滑顆粒, 緊密小凸點顆粒, 舒適防滑, 不懼出汗
 - 產品用途: 伸指訓練、握力訓練、造癆訓練、康復訓練等



Specifications

Product Model 產品型號	JDL /JDM
Product Function 產品功能	hand training 手部訓練
Material 材質	PU silicone PU 矽膠
Strength 力度	10LB; 20LB
Product Size 產品尺寸	11*7*6.5cm
Product Weight 產品重量	38g;30g
Packing Size 包裝尺寸	10*10*5cm
Package Weight 包裝重量	70g

Instructions

◆ 先將五指帶入指套, 握到底部緩慢放鬆, 五指用力向外伸展, 一撐一握迴圈鍛煉

◆ 注意事項

- 1)請勿使用金屬清潔球等尖銳物品進行清洗
- 2)使用後請及時洗淨晾乾
- 3)請勿長期置於高溫場所, 以免變形
- 4)請勿接觸明火及腐蝕性液體


Silicone star grip training ball

矽膠星星握力訓練球

Model: JEY

Features:

- Soft/soothing, the ball can effectively stimulate the major acupoints of the palm, promote blood circulation, and achieve the effect of exercise
- The grip ball is small and easy to carry
- The elastic ball is made of silicone rubber, with good elasticity, and is suitable for carrying
- 柔軟/舒緩, 球體能有效刺激手掌的各大穴位, 促進血液迴圈, 達到鍛煉的效果
- 握力球的體積較小, 便於攜帶
- 彈力球採用矽膠製作, 彈性良好, 適合隨身攜帶使用



Specifications

Product Model 產品型號	JEY
Product Function 產品功能	grip strength training 握力訓練
Product Material 產品材質	TPR
Product Size 產品尺寸	8*8*2cm
Product Weight 產品重量	62g
Packing Size 包裝尺寸	10*10*3cm
Package Weight 包裝重量	90g

Instructions

◆ 注意事項

- 1) 請勿使用金屬清潔球等尖銳物品進行清洗
- 2) 使用後請及時洗淨晾乾
- 3) 請勿長期置於高溫場所, 以免變形
- 4) 請勿接觸明火及腐蝕性液體

Hand function flexibility training ball

手功能靈活訓練球

Model: JEJ

Features:

- Simple operation, easy massage, one-handed operation, unlimited anytime and anywhere
- The concave and convex hexagonal design is comfortable and relaxed like a masseur
- Comfortable, non-sticky, hard tree-lipid feeling, and skin-friendly
- Users: hand injury, finger flexibility rehabilitation exercise, elderly fitness
- 操作簡單, 輕鬆按摩, 單手操作, 隨時隨地不受限制
- 凹凸六角, 六角設計如按摩師般舒適放鬆
- 舒適不粘手, 硬樹脂質感, 親膚舒適
- 使用人群: 手部損傷、手指靈活性康復鍛煉、老年人健身



Specifications

Product Model 產品型號	JEJ
Product Function 產品功能	hand training 手部訓練
Material 材質	hard resin 硬樹脂
Specifications 規格	2pcs
Product Size 產品尺寸	4.5*4.5*4.5cm
Product Weight 產品重量	95g
Packing Size 包裝尺寸	10*10*5cm
Package Weight 包裝重量	130g

Instructions

◆ 手指把玩球體, 練習手指的靈活度

◆ 注意事項

- 1)請勿使用金屬清潔球等尖銳物品進行清洗
- 2)使用後請及時洗淨晾乾
- 3)請勿長期置於高溫場所, 以免變形
- 4)請勿接觸明火及腐蝕性液體


Hand wrist strength training grip

手部腕力訓練握力器

Model: JEK

Features:

- The strength can be adjusted at will, which is simple and convenient to meet the needs of different people
- Strong and durable, good toughness, light weight, no harmful substances
- Applicable crowd: rehabilitation training for middle-aged and elderly people with wrist injuries and hand function problems. (For adults and children over 7 years old)
- 力度大小可隨意調節，調節簡單方便，滿足不同人群鍛煉
- 結實耐用、韌性好、重量輕、無有害物質
- 適用人群：手腕損傷、手部功能問題等人群康復訓練中老年人健身鍛煉。(成人及7歲以上兒童使用)



Specifications

Product Model 產品型號	JEK
Product Function 產品功能	grip strength and wrist strength training 握力及腕力訓練
Product Material 產品材質	ABS plastic, rubber band, strength air cotton ABS塑膠、橡膠皮筋、強度氣棉
Product Size 產品尺寸	26*10*10cm
Product Weight 產品重量	208g
Packing Size 包裝尺寸	28*23*11cm
Package Weight 包裝重量	350g

Instructions

- ◆ 雙手分別握住握力器兩端手柄，用力前後旋轉即可
- ◆ 力度調節說明：產品中間有許多T型掛鉤，皮筋掛上鉤的數量越多，手旋轉所需力度就越大，反之力度就小
- ◆ 增加或減少皮筋掛上鉤的數量，就可以調節產品力度大小，操作簡單方便
- ◆ 注意事項
 - 1) 嚴禁將扭力器，跌落在堅硬物體上，防止扭力器損壞
 - 2) 當手心出汗時、容易打滑、應將手心和手柄的汗水擦除，休息一段時間後再練習
 - 3) 嚴禁將扭力器置於高溫環境或曬，防止扭力器損壞
 - 4) 訓練應注意循序漸進，一般每天訓練2-3次，每次5-10分鐘左右。如感覺疲勞、不適等情況應停止訓練
 - 5) 扭動力量不能過猛，扭力器動相對角度不得超過90度，防止乳圈損壞
 - 6) 兒童在成人監管下使用，防止吞食產品帶有的小物件本不正確使用對人身造成傷害

Other training

其他康復訓練




Hand-eye coordination training wooden board

手眼協調訓練木插板

Model: JEI

Features:

- The wooden rod is round, with no burr on the surface, flat bottom, and painted red and green respectively
- The bottom plate is flat, the edges are sealed with the same color around, the pits are evenly distributed, and there is a cushion cap in the pit to prevent the wooden rod from tipping
- Applicable to: rehabilitation training caused by hand function injury and brain problems, finger fine movement training, hand-eye coordination training
- 木棒正圓, 表面無毛刺, 底部平整, 分別塗紅色和綠色
- 底板平整, 四周同色封邊, 坑分佈均勻, 坑內有墊帽, 避免木棒傾倒
- 適用於: 手功能損傷、腦部問題引起的等康復訓練, 手指精細動作鍛煉, 手眼協調訓練



Specifications

Product Model 產品型號	JEI
Product Function 產品功能	Hand-eye coordination training 手眼協調訓練
Product Material 產品材質	solid wood 實木
Product Size 產品尺寸	24*20*2cm
Stick sSize 木棍尺寸	8*2*2cm
Number of Sticks 木棍數量	20pcs
Product Weight 產品重量	928g
Packing Size 包裝尺寸	30.5*22*5cm
Package Weight 包裝重量	1.05kg

Instructions

使用禁忌:

- (1) 高熱患者、病損的急性期
- (2) 機體重要器官功能不全者;
- (3) 損傷後局部疼痛劇烈者、開放性骨折後局部傷口尚未癒合者
- (4) 活動訓練中易產生嚴重合併症的患者
- (5) 意識、認知障礙嚴重者
- (6) 嚴重的心血管疾病, 不能進行訓練的患者

注意事項:

- (1) 訓練中應觀察使用者全身和局部反應, 如有不適須停止訓練
- (2) 根據情況、功能狀況、評定結果選擇適合的訓練難度;
- (3) 訓練應適時、適量, 避免過度勞累等情況
- (4) 訓練應注意循序漸進, 訓練量由小到大, 訓練內容由易到難、由簡單到複雜, 訓練時間由短到長

Deep breathing trainer

深呼吸訓練器

Model: JEP

Features:

- Adjustable resistance, use steel balls of different sizes, and adjust from the minimum positive pressure to the maximum positive pressure
- Easy to use, both at home and on the road
- Two edible silicone masks, more comfortable and sanitary
- 可調節阻力, 使用不同尺寸的鋼球, 並從最小正壓調整到最大正壓
- 易於使用, 無論是在家還是在旅途中都很容易使用
- 兩個食用級矽膠口罩, 更舒適衛生



Specifications

Product Model 產品型號	JEP
Product Function 產品功能	breathing training 呼吸訓練
Material 材質	medical PP 醫用PP
Ball Size 球尺寸	Φ1.5cm, Φ2cm, Φ2.5cm
Product Size 產品尺寸	4*10*4cm
Product Weight 產品重量	49g
Packing Size 包裝尺寸	7.5*5.5*11.5cm
Package Weight 包裝重量	230g

Instructions

◆ 第1步-保持

保持身體放鬆, 一只手握住淨化器將淨化器放在嘴裏, 使淨化器與地面保持水準。請注意, 清肺吸痰器蓋板上的孔應向上且暢通, 無異物覆蓋

第2步-吸氣

用鼻子慢慢吸氣, 屏住呼吸1-2秒

第3步-呼氣

盡可能長時間地通過口腔慢慢呼氣。呼氣時不要鼓起臉頰, 但要保持臉頰肌肉緊繃。這對於正確使用清肺器至關重要。呼氣的時候用另一只手放在臉頰上, 以確保肌肉緊繃。

第4步--重複

重複步驟2和3, 吸氣和呼氣一段適當的時間, 在此期間應避免快速和劇烈呼吸

Breathing exerciser

肺活量訓練儀

Model: JES

Features:

- Medical bite, comfortable and sanitary
- Soft and sanitary bellows, easy to clean
- Thickened and integrated forming, durable and resistant to falling
- 醫用咬嘴, 舒適衛生
- 柔軟衛生波紋管, 易清洗
- 加厚一體成型, 耐用抗摔



Specifications

Product Model 產品型號	JES
Product Function 產品功能	breathing training 呼吸訓練
Product Material 產品材質	PVC
Product Size 產品尺寸	14*13*7cm
Product Weight 產品重量	133g
Packing Size 包裝尺寸	21*11*14cm
Package Weight 包裝重量	230kg

Instructions

使用禁忌:

- (1) 高熱患者、病損的急性期
- (2) 機體重要器官功能不全者;
- (3) 損傷後局部疼痛劇烈者、開放性骨折後局部傷口尚未癒合者
- (4) 活動訓練中易產生嚴重合併症的患者
- (5) 意識、認知障礙嚴重者
- (6) 嚴重的心血管疾病, 不能進行訓練的患者

注意事項:

- (1) 訓練中應觀察使用者全身和局部反應, 如有不適須停止訓練
- (2) 根據情況、功能狀況、評定結果選擇適合的訓練難度;
- (3) 訓練應適時、適量, 避免過度勞累等情況
- (4) 訓練應注意循序漸進, 訓練量由小到大, 訓練內容由易到難、由簡單到複雜, 訓練時間由短到長



Portable pulmonary muscle trainer

可攜式肺肌訓練器

Model: JEU

Features:

- Long press on/off, easy to operate and start
- Direct reading, both screen and color light can be read
- The nozzle can be removed for cleaning, and health and hygiene will accompany you
- The indicator light is graded and can be used for 500 consecutive training
- 長按開關機, 操作方便開機容易
- 直接讀數, 螢幕與彩燈皆可讀數
- 吹嘴可拆卸清洗, 健康衛生伴隨你
- 指示燈分等級, 可連續使用五百次訓練



Specifications

Product Model 產品型號	JEU
Product Function 產品功能	breathing training 呼吸訓練
Material 材質	Aluminum+food grade plastic 鋁+食品級塑膠
Power Supply 供電方式	USB
Product Size 產品尺寸	14*2*1cm
Product Weight 產品重量	28g
Packing Size 包裝尺寸	6*9*2.5cm
Package Weight 包裝重量	90g

Instructions

- ◆ 開機/關機: 長按按鍵, 開機或關機, 在亮屏的待機介面下, 即可進行吹氣測試與訓練
- ◆ 采集數據與訓練: 吹氣過程中, 保持嘴唇與吹嘴貼合, 用鼻子進行深呼吸後, 進行持續吹氣。吹氣過程中, 螢幕即時顯示吹氣量數據, 刻度燈會根據吹氣量從下向上亮起, 當肺活量超出6000ml, 刻度燈會從上往下逐步亮起
- ◆ 查看歷史數據: 迴圈使用按鍵, 可查看最近5次肺活量的採集數據
- ◆ 充電: 使用支持5v輸出的適配器, Type-c介面電池容量320毫安培, 一個小時可充滿電
- ◆ 吹嘴可拆卸, 可清洗, 建議常清潔殺菌(可用開水燙/紫外線UVC燈殺菌/消毒酒精)



Ziglite Smart Health Care Products Co., Ltd.
節亮康護產品有限公司

Hong Kong Office Address

Room B3, 18/F Bonsun Industrial Building, 364-366 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, Hong Kong

Office Hour : Mon - Fri : 9:30 - 5:30pm

Email : info@ziglite.com

Office : +852 3107 7500

Fax: +852 3544 0462

Whatsapp : +852 6827 2010

Wechat ID : Gg971213, helen-3110

